

KIT

PRECISION

Kit para mapeamento de nervos e dissecação cirúrgica.





Desenvolvida exclusivamente para **otimizar a rotina de mapeamento de nervos** em cirurgias de tireoidectomia, a **Precision** permite ao cirurgião uma incrível facilidade de realizar a estimulação e dissecar simultaneamente.


*Estimulação Monopolar continua enquanto disseca
Alarme de proximidade do nervo*



A Precision oferece maior segurança de forma dinâmica e dispensa a troca de instrumentos para realizar o mapeamento de nervos.


Sua área exposta na ponta realiza a estimulação monopolar de forma contínua e consequentemente diminui o risco de lesão motora.





Diferenciais

- Estimulação **contínua e simultânea** durante a disseção cirúrgica
- **Alarme sonoro e visual** de detecção do nervo
- Estimulação **monopolar**
- Ideal para **Tireoidectomias**
- **Menor risco** de lesão nervosa
- **Otimiza a dinâmica** de mapear nervos e o tempo cirúrgico



Alta Tecnologia

A Precision é uma **solução integrada** com a mais alta tecnologia e conjunto de soluções desenvolvidos para o **mapeamento intra-operatório de nervos**.



Eletrodo Adesivo de Laringe Select

- ▷ 4 canais EMG
- ▷ 8 Polos de contato
- ▷ 360° de contato muscular
- ▷ Cânula endotraqueal aramada



inomed 
we share competence

**C2
Nerve
Monitor
Xplore**

C2 NerveMonitor Xplore **identifica e acompanha a funcionalidade nervosa motora durante todo o procedimento.** Intuitivo, amigável e agora com novo conjunto de hardware e software, a versão Xplore conta com tela maior e touch-screen, além de uma diversidade de ferramentas que contribuem para rotina cirúrgica.

KIT para mapeamento de nervos e dissecação cirúrgica.

PRECISION